



Prueba para el antígeno del virus Rota/Adeno de un solo paso

Los **Rotavirus** son una de las mayores causas de gastroenteritis pediátrica y diarrea. La infección con rotavirus no tratada puede resultar en enfermedad severa con deshidratación y disturbios en el balance normal de electrolitos del cuerpo, especialmente en bebés y niños pre-escolares.

Los **Adenovirus** han estado implicados en un amplio margen de enfermedades clínicas que afectan principalmente el sistema respiratorio, ocular y gastrointestinal del humano. Algunos serotipos de Adenovirus son entéricos y han emergido como una mayor fuente de gastroenteritis pediátrica.

Información General


La prueba SD BIOLINE RotaAdeno Rapid es un ensayo inmuno-cromatográfico para la detección cualitativa de la presencia del antígeno del rotavirus o adenovirus en muestras fecales de humanos.

- Diferenciación del resultado de la prueba por la formación de bandas claras (3 líneas).
- Muestra: muestras de heces.
- Resultado de prueba en 20 minutos.

Materiales Suministrados

- Dispositivo de prueba SD BIOLINE Rota/Adeno Rapid
- Tubo colector de muestra
- Diluyente de ensayo
- Hisopo para la toma de muestra
- Gotero desechable
- Tapa gotera desechable

Procedimiento de la Prueba



Interpretación

Negativo



Adenovirus Positivo



Rotavirus Positivo



Adenovirus y Rotavirus Positivo



Información para Pedidos

Cat. No.	Descripción	Muestra	Tipo	Tamaño
14FK20	Rota/Adeno Rapid	Heces	Dispositivo	1Tx20/Kit