




# SD BIO LINE Strep A




## Prueba rápida para la detección Estreptococo tipo A

- Detección de Estreptococo A directamente del hisopado de garganta
- Fácil de usar
- Diagnóstico y tratamiento en un solo día
- Resultados: 5 – 10 minutos
- **Sensibilidad: 87.3%**
- **Especificidad: 95.8%**
- ※ Vs. Medio de cultivo.

## Procedimiento de la prueba



## Interpretación



## Información para ordenar

Cat.No.	Producto	Descripción	Muestra	Tamaño del kit
45FK12	Strep A	Antígeno de Estreptococo grupo A	Hisopado de garganta	1Tx25/kit

## Materiales provistos

- SD BIOLINE Strep A tiras reactivas
- Reactivos de extracción A, B
- Hisopos estériles
- Tubos descartables
- Control Positivo / Negativo